


# ICEROSS DERMO SEAL-IN®



Iceross Dermo Seal-In est fabriqué avec le silicone le plus souple dans notre gamme de manchons en silicone. Iceross Dermo Seal-In est idéal pour les utilisateurs avec une peau sensible et des problèmes vasculaires. Il procure une grande souplesse, un contact à la peau très doux et des ingrédients uniques pour un Soin actif de la peau. Iceross Dermo garantit une excellente longévité ainsi qu'une adaptation parfaite en combinant le silicone DermoGel® et le recouvrement ultra-résistant et élastique en Supplex®.

Nous recommandons d'utiliser le manchon Iceross Dermo Seal-In en conjonction de la valve d'expulsion Icelock® serie 500.



INFORMATION UTILISATEUR	
Niveau d'amputation :	Transtibial
Niveau d'activité :	Tous
INFORMATION MANCHON	
Tailles :	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36
Profil :	3mm
Matrice :	10cm

## MÉTHODE DE SUSPENSION

## DISPOSITIFS



SEAL-IN



RECOUVRE-  
MENT



MATRICE



SOIN ACTIF DE  
LA PEAU



SURFACE INTERNE  
SOYEUSE

## DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS DERMO SEAL-IN

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-4613XX	3mm	Seal-In	10cm