


# ICEROSS SEAL-IN® X5 TT AVEC WAVE



Le manchon Iceross Seal-In X5 à succion est destiné aux amputés tibiaux avec un niveau d'impact modéré, normal ou élevé. La succion assure une suspension sûre sans le besoin de recourir à une gaine de suspension proximale. Grâce aux cinq collerettes, la pression sera toujours proportionnelle à la force de suspension nécessaire, assurant confort, stabilité et contrôle exceptionnels.

Iceross Seal-In X5 avec la technologie Wave facilite la flexion du genou.

Nous recommandons d'utiliser le manchon Iceross Seal-In X5 en conjonction de la valve d'expulsion Icelock série 500.



INFORMATION UTILISATEUR	
Niveau d'amputation :	Transtibial
Niveau d'activité :	Tous
INFORMATION MANCHON	
Tailles :	18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36
Profil :	3mm
Matrice :	10-13cm (dépendant de la taille)

## MÉTHODE DE SUSPENSION



SEAL-IN X5

## DISPOSITIFS



RECOUVREMENT



SURFACE INTERNE SOYEUSE



MATRICE



SOIN ACTIF DE LA PEAU




WAVE



MENTHOL

## LONGUEUR MINIMALE RECOMMANDÉE DE MOIGNON

TAILLE MANCHON	LONGUEUR MATRICE
18	10cm
20-25	11cm
26.5-30	12cm
32-36	13cm



La taille de la matrice varie selon la taille du manchon, plus le manchon est petit, plus la matrice sera courte.

## DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS SEAL-IN X5 TT AVEC WAVE


RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-3664XX	Wave 3mm	Seal-In X5	10 -13cm

# ICEROSS SEAL-IN® X5 TT



Le manchon Iceross Seal-In X5 à succion est destiné aux amputés tibiaux avec un niveau d'impact modéré, normal ou élevé. La succion assure une suspension sûre sans le besoin de recourir à une gaine de suspension proximale. Grâce aux cinq collerettes, la pression sera toujours proportionnelle à la force de suspension nécessaire, assurant confort, stabilité et contrôle exceptionnels.

Nous recommandons d'utiliser le manchon Iceross Seal-In X5 en conjonction de la valve d'expulsion Icelock série 500.



## INFORMATION UTILISATEUR

Niveau d'amputation : Transtibial

Niveau d'activité : Tous

## INFORMATION MANCHON

Tailles : 18, 20, 22, 23.5, 25, 26.5, 28, 30, 32, 34, 36

Profil : 3mm

Matrice : 10-13cm (dépendant de la taille)

## MÉTHODE DE SUSPENSION

## DISPOSITIFS



SEAL-IN X5



RECOUVREMENT



SURFACE INTERNE SOYEUSE



MATRICE




SOIN ACTIF DE LA PEAU



MENTHOL

## LONGUEUR MINIMALE RECOMMANDÉE DE MOIGNON

TAILLE MANCHON	LONGUEUR MATRICE
18	10cm
20-25	11cm
26.5-30	12cm
32-36	13cm



La taille de la matrice varie selon la taille du manchon, plus le manchon est petit, plus la matrice sera courte.

## DÉTAILS DES RÉFÉRENCES - ICEROSS SEAL-IN X5 TT

RÉFÉRENCE	PROFIL	MÉTHODE DE SUSPENSION	MATRICE
I-3663XX	3mm	Seal-In X5	10 -13cm